

# schülke -†



## gigasept® AF forte

gigasept® AF forte est une préparation sans aldéhyde pour le nettoyage et la désinfection des endoscopes rigides et flexibles et des instruments chirurgicaux.

### Notre plus

- aldéhyde
- adapté pour endoscopes souples et rigides
- combinaison de l'ingrédient actif breveté
- large spectre d'action microbiologique

### Domaines d'utilisation

Désinfection et nettoyage d'endoscopes rigides et flexibles, d'accessoires d'anesthésie, de masques respiratoires et d'instruments chirurgicaux, etc. [CE 0297]

gigasept® AF forte convient parfaitement pour une utilisation dans les bains à ultrasons. La concentration dans le bain à ultrasons avec une charge organique élevée (bakt., Levurizid, mykobakt., Limitée incl virucide. VIH, VHB, VHC) est de 2% à un temps d'exposition de 5 min.

### Efficacité microbiologique

Efficacité	Concentration	Temps de contact
<b>Bactéries</b> EN13727, EN14561, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	15 min
<b>Bactéries</b> EN13727, EN14561, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	5 % (50 ml/l)	5 min
<b>Mycobactérie</b> EN14348, EN14563, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	15 min
<b>Levure</b> EN13624, EN14562, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	15 min
<b>Levure</b> EN13624, EN14562, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	5 % (50 ml/l)	5 min

Efficacité	Concentration	Temps de contact
<b>activité virucide limitée</b> Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI - en conditions de saleté	1 % (10 ml/l)	5 min
<b>adénovirus</b> Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	60 min
<b>polyomavirus SV 40</b> Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	15 min
<b>rotavirus</b> EN14476 - en conditions de propreté	0,75 % (7,5 ml/l)	5 min

### Certificats

- VAH certificate



# gigasept® AF forte

## Données relatives au produit

### Principes actifs :

100 g contiennent : 10 g de chlorure de diméthylidiodioctylammonium, 15 g de phénoxypropanole, 15,6 g d'acétate d'alkylguanidine, 9,5 g de laurylpropylènediamine. Marquage selon VO (CE)

648/2004 : 5 - 15% de tensioactifs non ioniques, parfums.

Autres composants : régulateurs de pH, inhibiteur de corrosion, colorants

### Données physico-chimiques

Couleur	vert
Densité	env. 0,99 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	env. 9,9 / 20 °C / concentré
Point d'éclair	62 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	env. 60 mPa*s / 20 °C / Méthode : ISO 3219

## Remarques particulières

### Notes d'application:

gigasept® forte AF est un concentré, et est dilué avec de l'eau froide à la concentration d'application souhaitée.

Dosage: en fonction du niveau de 0,75% d'efficacité - 5%.

**Exemple d'application:** 1 litre d'une solution de travail de 5% correspond à 950 ml d'eau et 50 ml gigasept® AF forte.

Insertion d'endoscopes et instruments retraités immédiatement après utilisation dans la AF solution forte de gigasept®. Dans un mouillage complet, même avec des instruments creux, payer et partir. Après désinfection de nettoyer les instruments avec de l'eau d'au moins qualité de l'eau, mieux avec de l'eau distillée stérile. ou rinçage à l'eau déminéralisée / rinçage pour éliminer complètement la solution résiduelle de nettoyage désinfectant. S'il vous plaît noter les recommandations de traitement du fabricant de l'instrument.

Ne convient pas pour la désinfection finale des dispositifs médicaux semi-critiques et critiques!

### durée de vie:

La durée de vie de la solution déchargée est max. 7 jours. La solution d'application chargée par jour et de remplacer la contamination comme clairement visible.

### Remarques:

Après la date d'expiration ne pas utiliser le produit. Grâce à la combinaison d'ingrédients actifs très efficaces (opalescence) peuvent utiliser les solutions se produisent dans les concentrations recommandées opacités. Ce sont des produits spécifiques et affectent ni les propriétés ni l'efficacité du produit. Outre le traitement manuel gigasept® AF forte est également adapté pour les machines semi-automatiques, qui opèrent dans le processus de circulation à la température ambiante.

### interactions:

gigasept® AF forte généralement pas mélanger avec d'autres produits. Le contact entre gigasept® AF forte avec des solutions d'application de l'aldéhyde peut conduire à une

précipitation et une décoloration irréversible, par exemple lorsque la désinfection finale ou URAE Aldéhyde Désinfectants appliquent et a été balayé insuffisamment. Notre service client vous conseillera sur les produits chimiques de traitement compatibles.

Toujours lire l'étiquette et les informations avant de les utiliser.

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
gigasept AF forte 2 l FL	5/Carton	125602
gigasept AF forte 5 l KA	1/jerrycan	125603

## Accessoires

Accessoires	N° art.
Kanisterhahn für 5/ 10 l	135501
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810
Wannen-Set 10 l Deckel transp. SE	144508
Wannen-Set 30 l Deckel transp. SE	144608
Wannen-Set 30 l Hahn/Deckel transp SE	144610
Wannen-Set 3 l Deckel transp. SE	144308
Wannen-Set 5 l Deckel transp. SE	144408

## Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et dans le respect de normes de qualité sévères.

## Avis d'expert et information

Vous trouverez dans notre site internet, sous [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch), un aperçu de toutes les expertises/toute la littérature disponibles sur la préparation gigasept® AF forte.

Pour vos questions individuelles:

Customer Sales Service

Tél.: +41 44 466 55 44

E-mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



GEPRÜFTES  
UMWELTMANAGEMENT  
REG. NR. 01-160-100023



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



Une société du groupe Air Liquide

schülke Suisse  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Suisse  
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke siège principal  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)