



GAMME BORD DROIT



Anoscope taille Pédiatrique :

pour les anus étroits ou sténosés
L 60 mm Ø 18 mm

Anoscope taille Moyen :

pour la première consultation, la photocoagulation
L 68 mm Ø 20 mm

Anoscope taille Adulte :

pour les ligatures élastiques et les consultations
L 70 mm Ø 22 mm

Anoscope taille Adulte Long :


pour les patients en surpoids, les « grosses fesses »
L 85mm Ø 22 mm

Anoscope taille XL :

pour les grosses hémorroïdes avec les ligateurs XL
L 70 mm Ø 24 mm

Anoscope taille Jumbo :

pour un champ d'intervention large et bien protégé
L 87 mm Ø 30 mm



GAMME BORD BISEAUTÉ



Nouveaux code couleur

Anoscope taille Pédiatrique :

pour les anus étroits ou sténosés
L 60 mm Ø 17 mm

Anoscope taille Adulte :

pour les ligatures élastiques et les consultations
L 60 mm Ø 22 mm

Anoscope taille XL :

pour traiter les grosses hémorroïdes
L 60 mm Ø 24 mm

